



T H E D E N T A L A T T A C H M E N T S C O M P A N Y



1983-2023

# LISTINO CODICI

## PROTESI FISSA E RIMOVIBILE

*per odontoiatri e odontotecnici*



RHEIN83

## PROTESI FISSA OT BRIDGE

<i>Moncone OT Equator, Misuratore di bordo gengivale, KIT 42, Monconi in titanio</i>	Pag. 3
<i>Monconi calcinabili, Moncone titanio fori passanti, Moncone titanio per elettro-saldature</i>	Pag. 4
<i>Tappi di guarigione, Transfer da impronta</i>	Pag. 4
<i>Analoghi da laboratorio, Scan Abutment, Viti, Strumenti per avvitamento OT Equator</i>	Pag. 5
<i>Strumenti avvitamento, Manico universale, Inseritore seeger, T-Bar Componenti ed accessori</i>	Pag. 6
<i>Componenti in confezione singola, Connettori gengivali, Fresa pulizia della sede seeger, Ot Cem</i>	Pag. 7

## PROTESI RIMOVIBILE

<i>OT Equator per impianti, OT Equator per barre, kit cappette OT Equator, OT Equator calcinabile</i>	Pag. 8
<i>Ricambi OT Equator</i>	Pag. 9
<i>Transfer e analoghi OT Equator, Strumenti e accessori OT Equator</i>	Pag. 10
<i>Sfere singole filettate, Ricambi e accessori sfere singole filettate</i>	Pag. 11
<i>Sphero block e Sphero flex per impianti, Misuratore di bordo gengivale</i>	Pag. 12
<i>Strumenti Sphero flex Sphero block, Sistema antisvitamento</i>	Pag. 13
<i>Kit Laboratorio</i>	Pag. 14
<i>Kit Basic</i>	Pag. 15
<i>Attacchi OT Cap / OT Box, attacchi OT Box large, attacchi OT Strategy, attacchi OT Bar multiuse</i>	Pag. 16
<i>Attacchi OT Vertical, attacchi OT Unilateral, attacchi OT Cap Tecno, attacchi OT Lock</i>	Pag. 17
<i>Kit pivots per studio, Kit pivot OT Equator</i>	Pag. 18
<i>Kit Cappette per Pivot OT Equator, Pivot Block / Flex</i>	Pag. 19
<i>Ricambi OT Cap NORMO</i>	Pag. 20
<i>Ricambi OT Cap MICRO</i>	Pag. 21
<i>Kit cappette OT Cap</i>	Pag. 22
<i>Strumenti e accessori OT Cap NORMO / MICRO</i>	Pag. 23
<i>Ricambi OT Strategy</i>	Pag. 24-25
<i>Ricambi OT Bar multiuse</i>	Pag. 25
<i>Ricambi OT Vertical, ricambi OT Reverse</i>	Pag. 26
<i>Ricambi OT Lock, kit Sfere cave ricostruttive</i>	Pag. 27
<i>OT Lever, Mini parallelometro, Box porta protesi</i>	Pag. 28
<i>OT Cem, Broken screw extractor kit</i>	Pag. 29
<i>Rhein83: La formazione</i>	Pag. 30
<i>Servizi alla clientela Rhein83</i>	Pag. 31

## MONCONE OT EQUATOR



Ref. 030

- 1 MONCONE OT EQUATOR IN TITANIO CON RIVESTIMENTO TiN

## MISURATORE DI BORDO GENGIVALE



Ref. 008MBG

### CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MISURATORE B.G. A CORSOIO
- 1 MISURATORE B.G. AD ASTA FISSA
- 1 DISPENSER DI ANELLINI IN SILICONE
- 20 ANELLINI IN SILICONE

## KIT 42



Ref. BE42  
+ n° 42 OT Equator  
(Ref. 030 a scelta)

- 1 KIT ASSORTIMENTO (autoclavabile) 42 MONCONI OT EQUATOR +TiN  
IL KIT 42 PUÒ ESSERE PERSONALIZZATO IN BASE ALLE MARCHE E ALLE ALTEZZE PREFERITE. INDICARE IL NUMERO E LE SPECIFICHE PER OGNI TIPO DI MONCONE DESIDERATO IN FASE D'ORDINE. *(GLI STRUMENTI NON SONO INCLUSI NEL KIT)*



Ref. BE42

- 1 BOX PER ASSORTIMENTO MONCONI OT EQUATOR (SENZA MONCONI)

## MONCONI PER PROTESI FISSA



Ref. MTSEG

Ø3,5mm

Ref. MT40SEG

Ø4mm

Ref. MT50SEG

Ø5mm

### MONCONE IN TITANIO EXTRAGRADE

#### CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE IN TITANIO EXTRAGRADE DA INCOLLAGGIO h9,5mm
- 1 VITE IN TITANIO h2mm
- 2 SEEGER BIANCHI CON MANICO
- 1 SEEGER ROSA CON MANICO



Ref. MMSEG

Ø3,5mm

Ref. MM40SEG

Ø4mm

### MONCONE IN TITANIO EXTRAGRADE MINI

#### CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE IN TITANIO EXTRAGRADE MINI DA INCOLLAGGIO h5,7mm
- 1 VITE IN TITANIO PER MONCONE EXTRAGRADE MINI
- 2 SEEGER BIANCHI CON MANICO
- 1 SEEGER ROSA CON MANICO



Ref. MTSFEG

Ø3,5mm

Ref. MTEG15SF

Ø4mm

### MONCONE IN TITANIO EXTRAGRADE INCLINATO 15°

#### CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE IN TITANIO EXTRAGRADE INCLINATO DI 15° DA INCOLLAGGIO
- 2 SEEGER BIANCHI CON MANICO
- 1 SEEGER ROSA CON MANICO
- 1 VITE IN TITANIO SFERICA PER MONCONE INCLINATO

## MONCONI PER PROTESI FISSA



Ref. CMEG40C

Ø4mm

### MONCONE CALCINABILE EXTRAGRADE

#### CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE CALCINABILE EXTRAGRADE CON FORO
- 1 VITE IN TITANIO h2 mm
- 2 SEEGER BIANCHI CON MANICO
- 1 SEEGER ROSA CON MANICO



Ref. MCEG15SF

Ø4mm

### MONCONE CALCINABILE EXTRAGRADE SENZA FORO

#### CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE CALCINABILE EXTRAGRADE (DISPONIBILE SOLO CON Ø4mm)
- 2 SEEGER BIANCHI CON MANICO
- 1 SEEGER ROSA CON MANICO



Ref. CMTFP

h1,8mm

Ref. CMTB30FP

h3mm

### MONCONE IN TITANIO CON FORI PASSANTI PER PROVVISORIO RESINA-FILO-ARMATA

#### CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE IN TITANIO CON FORI PASSANTI (DISPONIBILE SOLO CON Ø 3,5mm)
- 1 VITE h2 mm
- 2 SEEGER BIANCHI CON MANICO
- 1 SEEGER ROSA CON MANICO



Ref. MT40GL

Ø4mm

### MONCONE IN TITANIO NORMO PER SALDATURA ENDORALE

#### CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE IN TITANIO NORMO PER SALDATURA ENDORALE h9,5 mm Ø4 mm
- 1 VITE h2 mm
- 2 SEEGER BIANCHI CON MANICO
- 1 SEEGER ROSA CON MANICO

## TAPPI DI GUARIGIONE



Ref. 159VAG

### VITE E ANELLO DI GUARIGIONE

#### CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 VITE IN TITANIO
- 1 ANELLO DI GUARIGIONE IN TITANIO



Ref. 159EAG

### OT EQUATOR E ANELLO DI GUARIGIONE

#### CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 OT EQUATOR SEEGER IN TITANIO + TiN AUTOESTRAENTE
- 1 ANELLO DI GUARIGIONE IN TITANIO



Ref. 159VEA

- 1 VITE OT EQUATOR IN TITANIO + TiN  
(per anello autoestraente in peek o anello di guarigione in titanio)

## TRANSFER DA IMPRONTA



Ref. 144TLE

- 1 TRANSFER LUNGO OT EQUATOR IN TITANIO + VITE IN TITANIO h11,5mm



Ref. 144TTE

- 1 TRANSFER OT EQUATOR IN TITANIO + VITE IN TITANIO h6 mm



Ref. 144MTE

- 2 TRANSFER OT EQUATOR PER PORTAIMPRONTA INDIVIDUALE



Ref. TPM2

- 2 MINI TRANSFER OT EQUATOR h3,7mm

## ANALOGHI DA LABORATORIO



**Ref. 144AE**

• 2 ANALOGHI DA LABORATORIO ø 4mm

**Ref. AI502**

• 2 ANALOGHI DA LABORATORIO ø 5mm



**Ref. 144AVC4**

• 1 ANALOGO DA LABORATORIO CON VITE PER CAD/CAM ø 4mm

**Ref. 144AVC5**

• 1 ANALOGO DA LABORATORIO CON VITE PER CAD/CAM ø 5mm

## OT EQUATOR SCAN ABUTMENT



**Ref. 145SAE**

• 1 OT EQUATOR SCAN ABUTMENT + VITE

## VITI



**Ref. 147VME**

• 1 VITE IN TITANIO PER MONCONE EXTRAGRADE  
*(per cacciavite foro inclinato)*



**Ref. 146VMI**

• 1 VITE IN TITANIO SFERICA PER MONCONE INCLINATO  
*(per cacciavite foro inclinato)*



**Ref. 148VCM**

• 1 VITE IN TITANIO PER MONCONE EXTRAGRADE MINI  
*(per cacciavite foro inclinato)*



**Ref. VC**

• 1 VITE IN TITANIO PER MONCONE EXTRAGRADE h2mm



**Ref. VM**

• 1 VITE IN TITANIO PER MONCONE EXTRAGRADE h6mm



**Ref. VXL**

• 1 VITE IN TITANIO PER MONCONE EXTRAGRADE h11,5mm

## STRUMENTI



**Ref. 774CHE**

• 1 CHIAVE QUADRATA + HOLDER per avvitare OT EQUATOR  
*(QUADRATO 1,25mm) (UTILIZZABILE CON CRICCHETTO DINAMOMETRICO)*


**Ref. 775CLE\***

*(\*versione lunga)*



**Ref. 774HC**

• 1 HOLDER INTERCAMBIABILE



**Ref. 760CSC**

• 1 CACCIAVITE/STELO PER FORO INCLINATO  
*PER MANIPOLO DINAMOMETRICO (QUADRATO 1,25mm)  
E PER ADATTATORE CRICCHETTO DINAMOMETRICO*

**Ref. 760CS\***

*(\*versione lunga)*

## STRUMENTI



**Ref. 760ACC**

- 1 ADATTATORE PER CACCIAVITE/STELO PER FORO INCLINATO (UTILIZZABILE CON CRICCHETTO DINAMOMETRICO)



**Ref. 760CE**

- 1 CACCIAVITE/STELO OT EQUATOR PER MANIPOLO DINAMOMETRICO E PER ADATTATORE CRICCHETTO DINAMOMETRICO PREDISPOSTO PER HOLDER (QUADRATO 1,25mm)



**Ref. 760CRD-US**

- 1 CRICCHETTO DINAMOMETRICO PER OT EQUATOR, SPHERO BLOCK/FLEX VALORE DA 15 A 35Ncm - MAX 70Ncm TORQUE



**Ref. 124ICP**

- 1 MANICO UNIVERSALE



**Ref.490IS**

- 1 INSERITORE/ESTRATTORE PER SEEGER PROTESI FISSA CON TESTER, MANICO E CUSTODIA



**Ref.190IS**

- 1 INSERITORE E TESTER PER SEEGER PROTESI FISSA

## T-BAR ACCIAIO MEDICALE



**Ref. G80A**

- 4 GIUNTI IN ACCIAIO MEDICALE



**Ref. T20A**

- 4 CILINDRI IN ACCIAIO MEDICALE



**Ref. T20Ai**

- 4 CILINDRI RITENTIVI IN ACCIAIO MEDICALE

## T-BAR TITANIO



**Ref. G80T**

- 4 GIUNTI IN TITANIO



**Ref. T20T**

- 4 CILINDRI IN TITANIO



**Ref. T20Ti**

- 4 CILINDRI RITENTIVI IN TITANIO

















## T-BAR STRUMENTI



**Ref. T-APLUS**

- 2 ADATTATORI T-BAR

## COMPONENTI IN CONFEZIONE SINGOLA

	<b>Ref. RMTSFEG</b>	• 1 MONCONE EXTRAGRADE INCLINATO 15° Ø 3,5mm
	<b>Ref. RMTEG15SF</b>	• 1 MONCONE EXTRAGRADE INCLINATO 15° Ø 4mm
	<b>Ref. RMTSEG</b>	• 1 MONCONE IN TITANIO EXTRAGRADE Ø 3,5mm
	<b>Ref. RMT40SEG</b>	• 1 MONCONE IN TITANIO EXTRAGRADE Ø 4mm
	<b>Ref. RMT50SEG</b>	• 1 MONCONE IN TITANIO EXTRAGRADE Ø 5mm
	<b>Ref. RMMSEG</b>	• 1 MONCONE IN TITANIO EXTRAGRADE MINI Ø 3,5mm
	<b>Ref. RMM40SEG</b>	• 1 MONCONE IN TITANIO EXTRAGRADE MINI Ø 4mm
	<b>Ref. GCMR</b>	• 1 GUAINA CALCINABILE PER MONCONE INCLINATO Ø 3,5mm
	<b>Ref. GCMR4</b>	• 1 GUAINA CALCINABILE PER MONCONE INCLINATO Ø 4mm
	<b>Ref. GC</b>	• 1 GUAINA CALCINABILE PER MONCONE IN TITANIO Ø 3,5mm
	<b>Ref. GC4</b>	• 1 GUAINA CALCINABILE PER MONCONE IN TITANIO Ø 4mm
	<b>Ref. GC5</b>	• 1 GUAINA CALCINABILE PER MONCONE IN TITANIO Ø 5mm
	<b>Ref. GMM</b>	• 1 GUAINA CALCINABILE PER MONCONE IN TITANIO MINI Ø 3,5mm
	<b>Ref. GMM4</b>	• 1 GUAINA CALCINABILE PER MONCONE IN TITANIO MINI Ø 4mm
	<b>Ref. MTFP</b>	• 1 MONCONE IN TITANIO CON FORI PASSANTI PER PROVVISORIO RESINA-FILO-ARMATA h1,8mm <i>(DISPONIBILE SOLO CON Ø 3,5mm)</i>
	<b>Ref. MTB30FP</b>	• 1 MONCONE IN TITANIO CON FORI PASSANTI PER PROVVISORIO RESINA-FILO-ARMATA h3mm <i>(DISPONIBILE SOLO CON Ø 3,5mm)</i>
	<b>Ref. HR800</b>	• 1 FILO RICURVO IN TITANIO SPECIALE SENZA MEMORIA ELASTICA Ø 1mm
	<b>Ref. MEG40C</b>	• 1 MONCONE CALCINABILE EXTRAGRADE Ø 4mm
	<b>Ref. RMCEG15SF</b>	• 1 MONCONE CALCINABILE EXTRAGRADE SENZA FORO (DISPONIBILE SOLO CON Ø 4mm)
	<b>Ref. SM6</b>	• 6 SEEGER BIANCHI CON MANICO (TENUTA STANDARD)
	<b>Ref. SRM6</b>	• 6 SEEGER ROSA CON MANICO (TENUTA SOFT)
	<b>Ref. 022RGO</b>	• 3 RACCORDI GENGIVALI CALCINABILI
	<b>Ref. FSS</b>	• 1 FRESA PER LA PULIZIA DELLE SEDI DEI SEEGER
	<b>Ref. OC</b>	• 1 OT CEM (CEMENTO COMPOSITO: 1 SIRINGA BICOMPONENTE E 10 PUNTALI AUTOMISCELANTI)
	<b>Ref. TOC</b>	• 10 PUNTALI AUTOMISCELANTI

## OT EQUATOR PER IMPIANTI



Ref. 130

### KIT OT EQUATOR PER IMPIANTI

#### CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE OT EQUATOR IN TITANIO CON RIVESTIMENTO TiN
- 1 CONTENITORE DI CAPPETTE INOX
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO
- 4 CAPPETTE RITENTIVE ASSORTITE  
(1 GIALLA EXTRA-SOFT, 1 ROSA SOFT, 1 BIANCA TRASPARENTE STANDARD, 1 VIOLA FORTE)



Ref. 131

### KIT OT EQUATOR PER IMPIANTI CON SMART BOX

#### CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE OT EQUATOR IN TITANIO CON RIVESTIMENTO TiN
- 1 CONTENITORE DI CAPPETTE "AUTOPARALLELIZZANTE" SMART BOX
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO ROSA
- 4 CAPPETTE RITENTIVE ASSORTITE  
(1 GIALLA EXTRA-SOFT, 1 ROSA SOFT, 1 BIANCA TRASPARENTE STANDARD, 1 VIOLA FORTE)



Ref. 030

- 1 MONCONE OT EQUATOR IN TITANIO CON RIVESTIMENTO TiN

GLI ATTACCHI OT EQUATOR SONO DISPONIBILI PER LE MAGGIORI CASE D'IMPIANTI. SI POSSONO COSTRUIRE PER OGNI TIPO DI IMPIANTO. PER ORDINARE INDICARE SEMPRE: LA MARCA E IL DIAMETRO DELL'IMPIANTO, L'ALTEZZA DEL BORDO DI GUARIGIONE. DISPONIBILE FINO a 7 mm.

## OT EQUATOR PER BARRE



Ref. 160EQB

### KIT OT EQUATOR FILETTATO CON GUAINA DI INCOLLAGGIO

#### CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 EQUATOR FILETTATO per guaina in titanio (FILETTO 1,6mm)
- 2 GUAINE FILETTATE (FILETTO 1,6mm)
- 2 CONTENITORI INOX DI CAPPETTE
- 2 SPAZIATORI IN ACCIAIO (per guaina filettata)
- 8 CAPPETTE RITENTIVE  
(2 GIALLA EXTRA-SOFT, 2 ROSA SOFT, 2 BIANCHE TRASPARENTI STANDARD, 2 NERE DA LABORATORIO)

## ELASTIC SEEGER UNIONE A BARRA PASSIVA FRA IMPIANTI



Ref. 158ESA

### KIT ELASTIC SEEGER

#### CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 CILINDRO CALCINABILE CONTENITORE PER SEEGER
- 1 ANELLO SEEGER AUTOESTRAENTE OT EQUATOR
- 1 VITE IN TITANIO PER ANELLO SEEGER AUTOESTRAENTE

## KIT CAPPETTE



Ref. 192ECE

### KIT ASSORTIMENTO CAPPETTE

#### CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 CONTENITORE INOX DI CAPPETTE
- 1 CAPPETTA NERA da laboratorio
- 4 CAPPETTE RITENTIVE (1 GIALLA EXTRA-SOFT, 1 ROSA SOFT, 1 BIANCA TRASPARENTE STANDARD, 1 VIOLA FORTE)
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO

## KIT SMART BOX CONTENITORE AUTOPARALLELIZZANTE PER OT EQUATOR



Ref. 335SBC

### KIT SMART BOX

#### CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 CONTENITORE SMART BOX CON CAPPETTA NERA DI POSIZIONAMENTO
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO ROSA
- 4 CAPPETTE RITENTIVE ASSORTITE  
(1 GIALLA EXTRA-SOFT, 1 ROSA SOFT, 1 BIANCA TRASPARENTE STANDARD, 1 VIOLA FORTE)

## OT EQUATOR CALCINABILE



Ref. 092ECQ






















### KIT OT EQUATOR CALCINABILE

#### CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 OT EQUATOR CALCINABILI
- 2 CONTENITORI INOX DI CAPPETTE
- 4 CAPPETTE RITENTIVE ASSORTITE  
(2 ROSA SOFT, 2 BIANCHE TRASPARENTI STANDARD)



## RICAMBI OT EQUATOR

	<b>Ref. 140CEV</b>	• 4 CAPPETTE RITENTIVE - VIOLA (FORTE 2700g)
	<b>Ref. 140CET</b>	• 4 CAPPETTE RITENTIVE - BIANCA TRASPARENTE (STANDARD 1800g)
	<b>Ref. 140CER</b>	• 4 CAPPETTE RITENTIVE - ROSA (SOFT 1200g)
	<b>Ref. 140CEG</b>	• 4 CAPPETTE RITENTIVE - GIALLA (EXTRA-SOFT 600g)
	<b>Ref. 140CEN</b>	• 4 CAPPETTE NERE (SOLO AD USO LABORATORIO)
	<b>Ref. 140CEDR8</b>	• 4 CAPPETTE RITENTIVE - VERDE ACQUA DIAMETRO INTERNO RIDOTTO 2,2mm (FORTE 1300g)
	<b>Ref. 140CEADR8</b>	• 4 CAPPETTE RITENTIVE - ARANCIO DIAMETRO INTERNO RIDOTTO 2,2mm (MOLTO ELASTICA 350g)
	<b>Ref. 141CAE</b>	• 2 CONTENITORI INOX DI CAPPETTE
	<b>Ref. 141CTE</b>	• 2 CONTENITORI IN TITANIO DI CAPPETTE ANODIZZATI FUCSIA
	<b>Ref. 330SBE</b>	• 1 CONTENITORE IN TITANIO SMART BOX (CON CAPPETTA DI POSIZIONAMENTO)
	<b>Ref. 335CSB</b>	• 4 CAPPETTE SMART BOX NERE (DI POSIZIONAMENTO)
	<b>Ref. 039SFE2</b>	• 1 EQUATOR FILETTATO 2mm (FILETTO STANDARD)
	<b>Ref. 339SFE</b>	• 1 EQUATOR FILETTATO 1,6mm (PER GUAINA IN TITANIO)
	<b>Ref. 239GSF</b>	• 1 GUAINA IN TITANIO FILETTATA (FILETTO 1,6mm)
	<b>Ref. 339SSE</b>	• 1 SPAZIATORE PER GUAINA OT EQUATOR
	<b>Ref. 159VEA</b>	• 1 OT EQUATOR SEEGER (PER ANELLO AUTOESTRAENTE IN PEEK O ANELLO DI GUARIGIONE IN TITANIO)
	<b>Ref. 158VAE</b>	• 1 VITE IN TITANIO PER SEEGER AUTOESTRAENTE
	<b>Ref. 158SAE</b>	• 1 ANELLO SEEGER AUTOESTRAENTE OT EQUATOR IN PEEK
	<b>Ref. 158CCE</b>	• 1 CILINDRO CALCINABILE h 2,5mm (PER ANELLO SEEGER)
	<b>Ref. 158CCA</b>	• 1 CILINDRO CALCINABILE ALTO h 3,5mm (PER ANELLO SEEGER)
	<b>Ref. 151SS</b>	• 2 OT EQUATOR CALCINABILI

## ACCESSORI OT EQUATOR



Ref. 144TLE

- 1 TRANSFER LUNGO OT EQUATOR IN TITANIO + VITE IN TITANIO h11,5mm



Ref. 144TTE

- 1 TRANSFER OT EQUATOR IN TITANIO + VITE IN TITANIO



Ref. 144MTE

- 2 TRANSFER OT EQUATOR  
PER PORTAIMPRONTA INDIVIDUALE



Ref. 044CAIN

- 2 TRANSFER OT EQUATOR - OT CAP NORMO  
DA IMPRONTA A STRAPPO CON CAPPETTA INTERCAMBIABILE



Ref. 144AE

- 2 ANALOGHI DA LABORATORIO ø 4mm

Ref. AI502

- 2 ANALOGHI DA LABORATORIO ø 5mm



Ref. 144AVC4

- 1 ANALOGO DA LABORATORIO CON VITE IN TITANIO PER CAD/CAM ø4mm

Ref. 144AVC5

- 1 ANALOGO DA LABORATORIO CON VITE IN TITANIO PER CAD/CAM ø5mm



Ref. 161SCME

- 4 SPAZIATORI PER CONTENITORE OT EQUATOR

NEW

## STRUMENTI OT EQUATOR



Ref. 74AC01

- 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO NORMO



Ref. 774CHE

- 1 CHIAVE QUADRATA + HOLDER per avvitare OT EQUATOR  
(QUADRATO 1,25mm) (UTILIZZABILE CON CRICCHETTO DINAMOMETRICO)



Ref. 774HC

- 1 HOLDER INTERCAMBIABILE



Ref. 760CE

- 1 CACCIAVITE/STELO OT EQUATOR PER MANIPOLO DINAMOMETRICO  
PREDISPOSTO PER HOLDER (QUADRATO 1,25 mm)



Ref. 485IC

- 1 INSERITORE/ESTRATTORE DI CAPPETTE OT EQUATOR - NORMO - MICRO



Ref. 185SIS

- 1 STELO CURVO PER INSERIMENTO SEEGER



Ref. 491EC

- 1 ESTRATTORE DI CAPPETTE RITENTIVE MULTIUSO  
(CON FORO PORTA STELO)



Ref. 760CRD-US

- 1 CRICCHETTO DINAMOMETRICO PER OT EQUATOR, SPHERO BLOCK/FLEX  
VALORE DA 15 A 35Ncm - MAX 70Ncm TORQUE

SFERE SINGOLE FILETTATE CON GUAINA DA INCOLLAGGIO NORMO - MICRO



**Ref. 139KSFN**

- KIT SFERA FILETTATA NORMO + TiN da INCOLLARE**  
**CONFEZIONE CONTENENTE**
- 2 SFERE SINGOLE FILETTATE in TITANIO (ESAGONO 1,3mm FILETTO 1,6mm passo fine)
  - 2 GUAINE FILETTATE DA INCOLLARE in TITANIO
  - 2 SPAZIATORI PER GUAINA (sfera NORMO) in ACCIAIO

**Ref. 139KSFM**

- KIT SFERA FILETTATA MICRO + TiN da INCOLLARE**  
**CONFEZIONE CONTENENTE**
- 2 SFERE SINGOLE FILETTATE in TITANIO (ESAGONO 0,9mm FILETTO 1,6mm passo fine)
  - 2 GUAINE FILETTATE DA INCOLLARE in TITANIO
  - 2 SPAZIATORI PER GUAINA (sfera MICRO) in ACCIAIO

RICAMBI SFERE SINGOLE FILETTATE



**Ref. 239SFN**

- 1 SFERA FILETTATA NORMO + TiN ESAGONO 1,3mm FILETTO 1,6mm passo fine

**Ref. 239SFM**

- 1 SFERA FILETTATA MICRO + TiN ESAGONO 0,9mm FILETTO 1,6mm passo fine

**Ref. 239GSF**

- 1 GUAINA FILETTATA DA INCOLLARE per NORMO e MICRO - 1,6mm passo fine

**Ref. 239SSN**

- 1 SPAZIATORE PER GUAINA con SFERA NORMO

**Ref. 239SSM**

- 1 SPAZIATORE PER GUAINA con SFERA MICRO

**Ref. 039SFN2**

- 1 SFERA SINGOLA FILETTATA NORMO + TiN ESAGONO 1.3mm FILETTO 2mm

**Ref. 039SFM2**

- 1 SFERA SINGOLA FILETTATA MICRO + TiN ESAGONO 0.9mm FILETTO 2mm

**Ref. 760CBR**

- 1 CHIAVE ESAGONALE (per sfere singole filettate NORMO) ESAGONO 1,27mm

**Ref. 772CSF**

- 1 CHIAVE ESAGONALE (per sfere singole filettate MICRO) ESAGONO 0,9mm

OT CAP TRANSFER DA IMPRONTA



**Ref. 044CAIN**

- 2 TRANSFER OT EQUATOR - OT CAP NORMO Ø 2,5mm DA IMPRONTA A STRAPPO CON CAPPETTA INTERCAMBIABILE

**Ref. 044CAI22**

- 2 TRANSFER PER SFERE Ø 2,25mm DA IMPRONTA A STRAPPO CON CAPPETTA INTERCAMBIABILE

**Ref. 044CAIM**

- 2 TRANSFER OT CAP MICRO Ø 1,8mm DA IMPRONTA A STRAPPO CON CAPPETTA INTERCAMBIABILE

## IMPLANTOLOGIA ATTACCHI IN TITANIO PER OVERDENTURE

SPHERO FLEX - SPHERO BLOCK

Ref. 109



### SPHERO FLEX CON RIVESTIMENTO TiN

#### CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE (ABUTMENT) IN TITANIO CON SFERA MOBILE AUTOPARALLELIZZANTE (SFERA Ø 2,5mm)
- 3 CAPPETTE (gialla - rosa - trasparente)
- 1 CONTENITORE INOX PER CAPPETTE
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO
- 3 ANELLI DIREZIONALI

Ref. 002



### SPHERO BLOCK NORMO CON RIVESTIMENTO TiN

#### CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE (ABUTMENT) IN TITANIO (SFERA Ø 2,5mm)
- 3 CAPPETTE (gialla - rosa - trasparente)
- 1 CONTENITORE INOX PER CAPPETTE
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO
- 3 ANELLI DIREZIONALI

Ref. 003




### SPHERO BLOCK MICRO CON RIVESTIMENTO TiN

#### CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE (ABUTMENT) IN TITANIO (SFERA Ø 1,8mm)
- 3 CAPPETTE (gialla - rosa - trasparente)
- 1 CONTENITORE INOX PER CAPPETTE
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO
- 3 ANELLI DIREZIONALI

GLI ATTACCHI SPHERO FLEX, SPHERO BLOCK E OT REVERSE 3 SONO DISPONIBILI PER LE MAGGIORI CASE DI IMPIANTI. SU RICHIESTA SI POSSONO COSTRUIRE PER OGNI TIPO DI IMPIANTO. PER ORDINARE INDICARE SEMPRE: LA MARCA DELL'IMPIANTO, IL DIAMETRO DELL'IMPIANTO, L'ALTEZZA DEL BORDO DI GUARIGIONE: DISPONIBILE FINO a 7 mm.



## MISURATORE DI BORDO GENGIVALE


STRUMENTO GRADUATO A COLORI PER MISURARE LA CORRETTA ALTEZZA TRASMUCOSA DELL'ABUTMENT IN TITANIO

Ref. 008MBG



#### CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MISURATORE B.G. A CORSOIO
- 1 MISURATORE B.G. AD ASTA FISSA
- 1 DISPENSER DI ANELLINI IN SILICONE
- 20 ANELLINI IN SILICONE



## STRUMENTI SPHERO FLEX - SPHERO BLOCK



**Ref. 771CEF**

- 1 CHIAVE PER SPHERO FLEX SPHERO BLOCK (NORMO e MICRO) ESAGONO 2,3mm




**Ref. 760CBM**

- 1 CONNETTORE PER MANIPOLO DINAMOMETRICO ESAGONO 1,3mm



**Ref. 760CRD-US**

- 1 CRICCHETTO DINAMOMETRICO PER OT EQUATOR, SPHERO BLOCK/FLEX  
VALORE DA 15 A 35Ncm - MAX 70Ncm TORQUE



**Ref. 4851C**

- 1 INSERITORE/ESTRATTORE DI CAPPETTE OT EQUATOR - NORMO - MICRO



**Ref. 008MDS**

- 1 MISURATORE DI SFERE  
(PER MISURARE LE SFERE DI DIAMETRO: 1,6-1,8-2,25-2,5mm)




**Ref. 044CAIN**

- 2 TRANSFER OT EQUATOR - OT CAP NORMO Ø 2,5mm  
DA IMPRONTA A STRAPPO CON CAPPETTA INTERCAMBIABILE



**Ref. 044CAIM**

- 2 TRANSFER OT CAP MICRO Ø 1,8mm  
DA IMPRONTA A STRAPPO CON CAPPETTA INTERCAMBIABILE



**Ref. 100AD**

- ANELLI DIREZIONALI PER SPHERO FLEX - BLOCK**
- 3 ANELLI DIREZIONALI CON INCLINAZIONI DI 0° - 7° - 14°



**Ref. 044ABN**

**ANALOGO DA LABORATORIO SPHERO FLEX - BLOCK NORMO  
CONFEZIONE CONTENENTE**

- 1 ANALOGO DA LABORATORIO SPHERO FLEX/BLOCK
- 1 CAPPETTA NORMO NERA DA LABORATORIO
- 3 ANELLI DIREZIONALI CON INCLINAZIONE DI 0° - 7° - 14°



**Ref. 044ABM**

**ANALOGO DA LABORATORIO SPHERO BLOCK MICRO  
CONFEZIONE CONTENENTE**

- 1 ANALOGO DA LABORATORIO SPHERO BLOCK MICRO
- 1 CAPPETTA MICRO NERA DA LABORATORIO
- 3 ANELLI DIREZIONALI CON INCLINAZIONE DI 0° - 7° - 14°

## SISTEMA "ANTISVITAMENTO" A TASSELLO ELASTICO

APPLICABILE AGLI ATTACCHI SPHERO FLEX-BLOCK - OT REVERSE e viti varie  
IL TASSELLO ELASTICO "ANTISVITAMENTO" PUÒ ESSERE APPLICATO A RICHIESTA  
(Solo da RHEIN83) a viti - attacchi Sphero Flex - Sphero Block e OT Reverse  
con filettatura non inferiore 1,8mm

Supplemento  
applicazione tassello



TASSELLO ELASTICO



## ATTACCHI OT CAP & OT BOX - OT STRATEGY - OT BAR OT TECNO - OT VERTICAL - SFERE SINGOLE IN TITANIO

CONFEZIONE PROMOZIONALE DA LABORATORIO COMPLETA



### CONFEZIONE CONTENENTE

#### OT CAP - OT BOX SYSTEM

- 16 PERNI CALCINABILI ASSORTITI NORMO/MICRO
- 4 SFERE CALCINABILI NORMO/MICRO
- 2 SFERE SINGOLE TIT. NORMO/MICRO + GUIDE CALC. + INSERTORI TRASP.
- 4 BARRE OT CAP CALCINABILI NORMO/MICRO
- 2 BARRE TECNO CALCINABILI NORMO/MICRO COMPLETO
- 4 BARRE OT BOX CALCINABILI CLASSIC (superiore + inferiore) NORMO/MICRO
- 2 BARRE OT BOX SPECIAL CALCINABILI NORMO/MICRO
- 6 CONNETTORI OT BOX CALCINABILI
- 4 CONTENITORI OT BOX MONO CALCINABILI NORMO/MICRO
- 4 ANELLI POSIZIONATORI NORMO/MICRO
- 16 CAPPETTE OT-CAP NORMO/MICRO  
BIANCHE rit. standard - ROSA rit. soft - GIALLE rit. extra-soft  
VERDI molto elastiche
- 4 CAPPETTE TITAN CAP NORMO/MICRO
- 4 CAPPETTE NERE **solo uso laboratorio** NORMO/MICRO
- 8 CONTENITORI INOX NORMO/MICRO
- 4 PERNI TRANSFER per MODELLI in GESSO NORMO/MICRO
- 4 SPAZIATORI ALLUMINIO x OT CAP NORMO/MICRO
- 4 DISCHETTI PROTETTIVI

#### OT STRATEGY

- 4 PATRICI OT STRATEGY (2 standard 2 lunghe)
- 2 STEADY OT STRATEGY CALCINABILI
- 6 CAPPETTE OT STRATEGY PER CONTENITORE INOX:  
BIANCHE ritenzione standard - ROSA ritenzione soft - GIALLE ritenzione extra-soft
- 2 CAPPETTE OT STRATEGY NERE PER CONTENITORE INOX  
**solo uso laboratorio**
- 2 CONTENITORI INOX STRATEGY
- 2 ANELLI POSIZIONATORI PLASTICA STRATEGY
- 6 CAPPETTE OT STRATEGY per TECNICA DUPLICAZIONE:  
BIANCHE ritenzione standard - ROSA ritenzione soft - GIALLE ritenzione extra-soft
- 2 CAPPETTE OT STRATEGY per TECNICA DUPLICAZIONE NERE  
**solo uso laboratorio**
- 2 PERNI TRANSFER per MODELLI in GESSO OT STRATEGY

#### OT BAR MULTIUSE

- 2 BARRA CALCINABILE OT BAR MULTIUSE
- 1 RACCORDO GENGIVALE
- 2 CLIP DI POSIZIONE A
- 2 CLIP DI POSIZIONE B
- 4 CONTENITORI CALCINABILI OT BAR MULTIUSE
- 6 CLIP OT BAR MULTIUSE  
ROSA ritenzione soft - GIALLE ritenzione medium - 2 ROSSE extra soft

#### OT VERTICAL

- 2 MASCHI OT VERTICAL CALCINABILI
- 2 STEADY OT VERTICAL CALCINABILI
- 4 CLIP OT VERTICAL  
BIANCHE ritenzione standard - VERDI ritenzione soft
- 2 CHIAVI A SPINA OT VERTICAL CALCINABILI

#### STRUMENTI

- 1 PINZETTA
- 2 REGOLATORI di TENUTA CAPPETTE NORMO/MICRO
- 1 REGOLATORE di TENUTA CAPPETTE STRATEGY
- 2 CHIAVI per PARALLELOMETRO NORMO/MICRO
- 1 CHIAVE per PARALLELOMETRO OT STRATEGY
- 1 CHIAVE OT BAR MULTIUSE
- 1 INSERITORE MULTIUSO IN PLASTICA BLU  
(per steli inox e per cappette in bocca)
- 1 STELO INSERITORE OT CAP NORMO/MICRO
- 1 STELO INSERITORE OT STRATEGY
- 1 STELO INSERITORE OT BAR MULTIUSE
- 1 STELO INSERITORE OT VERTICAL

Ref. 005SKL

DA VENDERSI  
ESCLUSIVAMENTE  
ABBINATI

Ref. 005SKT

## ATTACCHI OT CAP & OT BOX - OT STRATEGY - OT BAR OT VERTICAL - OT UNILATERAL - OT EQUATOR

CONFEZIONE PROMOZIONALE DA LABORATORIO "BASIC"



### CONFEZIONE CONTENENTE

#### OT CAP - OT BOX SYSTEM

- 16 PERNI CALCINABILI ASSORTITI NORMO/MICRO
- 8 SFERE CALCINABILI NORMO/MICRO
- 2 BARRE OT CAP CALCINABILI NORMO/MICRO
- 2 BARRE OT BOX CALCINABILI CLASSIC (superiore + inferiore) NORMO/MICRO
- 2 BARRE OT BOX SPECIAL CALCINABILI NORMO/MICRO
- 6 CONNETTORI OT BOX CALCINABILI
- 4 CONTENITORI OT BOX MONO CALCINABILI NORMO/MICRO
- 8 ANELLI POSIZIONATORI NORMO/MICRO
- 13 CAPPETTE OT-CAP NORMO/MICRO  
ROSA rit. soft - GIALLE rit. extra-soft
- 13 CAPPETTE NERE **uso laboratorio** NORMO/MICRO
- 4 CONTENITORI INOX NORMO/MICRO

#### OT STRATEGY

- 4 PATRICI OT STRATEGY (2 standard 2 lunghe)
- 2 STEADY OT STRATEGY CALCINABILI
- 2 CAPPETTE OT STRATEGY PER CONTENITORE INOX:  
ROSA ritenzione soft
- 2 CONTENITORI INOX STRATEGY
- 2 ANELLI POSIZIONATORI PLASTICA STRATEGY
- 3 CAPPETTE OT STRATEGY per TECNICA DUPLICAZIONE:  
ROSA ritenzione soft - GIALLE ritenzione extra-soft
- 4 CAPPETTE NERE **uso laboratorio** (per contenitore e per tecnica duplicazione)

#### OT EQUATOR

- 2 MASCHI CALCINABILI
- 2 CONTENITORI INOX PER CAPPETTE
- 4 CAPPETTE RITENTIVE (2 soft, 2 standard)
- 2 CAPPETTE NERE **uso laboratorio**

#### OT UNILATERAL

- 1 ATTACCO CALCINABILE CON SFERE COMBinate
- 1 UNI-BOX CALCINABILE
- 1 ANELLO POSIZIONATORE MICRO
- 2 CAPPETTE OT CAP MICRO: 1 rosa - 1 nera **uso laboratorio**
- 2 CAPPETTE OT STRATEGY (per tecnica duplicazione): 1 gialla - 1 nera da lab.
- 1 CONNETTORE

#### OT BAR MULTIUSE

- 1 BARRA CALCINABILE
- 1 RACCORDO GENGIVALE
- 4 CLIP DI POSIZIONE (A - B)
- 2 BOX CALCINABILI
- 6 CLIPS - 2 ROSA - soft - 2 GIALLE medium - 2 ROSSE extra soft

#### OT VERTICAL

- 2 MASCHI CALCINABILI
- 2 STEADY
- 4 CLIPS - 2 BIANCA - standard - 2 VERDI soft
- 2 CHIAVI PER PARALLELOMETRO + SPINA CALCINABILE

Ref. 005SKLB

DA VENDERSI  
ESCLUSIVAMENTE  
ABBINATI

Ref. 005SKTB

### STRUMENTI

- 1 PINZETTA
- 2 CHIAVI PER PARALLELOMETRO OT CAP NORMO-MICRO
- 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO OT STRATEGY
- 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO OT BAR MULTIUSE
- 1 INSERITORE MULTIUSO IN PLASTICA BLU
- 1 STELO INSERITORE OT CAP NORMO/MICRO
- 1 STELO INSERITORE OT STRATEGY
- 1 STELO INSERITORE OT BAR MULTIUSE
- 1 STELO INSERITORE OT VERTICAL

## ATTACCHI OT CAP E OT BOX



NORMO  
Ref. 092CAN

MICRO  
Ref. 092CAM

### OT CAP NORMO/MICRO

- CONFEZIONE CONTENENTE**
- 4 SFERE SINGOLE
  - 4 CAPPETTE RITENTIVE ROSA
  - 4 CONTENITORI INOX
  - 4 POSIZIONATORI PLASTICA



NORMO  
Ref. 196BCN

MICRO  
Ref. 197BCM

### OT CAP NORMO/MICRO "ECONOMICA"

- CONFEZIONE CONTENENTE**
- 1 BARRA CALCINABILE DIRITTA
  - 1 BARRA CALCINABILE ANGOLARE
  - 4 CAPPETTE BIANCHE (RITENZIONE STANDARD)



NORMO  
Ref. 099BSN

MICRO  
Ref. 099BSM

### OT CAP & OT BOX Mono NORMO/MICRO PER SCHELETRATI

- CONFEZIONE CONTENENTE**
- 2 BARRE CALCINABILI (1 DIRITTA - 1 ANGOLARE)
  - 4 CAPPETTE RITENTIVE BIANCHE
  - 4 OT BOX MONO CALCINABILI
  - 4 POSIZIONATORI PLASTICA



NORMO  
Ref. 058BSN

MICRO  
Ref. 058BSM

### OT BOX SPECIAL NORMO/MICRO + CONNETTORI

- CONFEZIONE CONTENENTE**
- 2 BARRE OT BOX SPECIAL
  - 4 POSIZIONATORI PLASTICA
  - 4 CONNETTORI



NORMO  
Ref. 153BCN

MICRO  
Ref. 153BCM

### OT BOX CLASSIC NORMO/MICRO + CONNETTORI

- CONFEZIONE CONTENENTE**
- 2 BARRE SUPERIORI
  - 2 BARRE INFERIORI
  - 4 POSIZIONATORI PLASTICA
  - 4 CONNETTORI

## OT BOX LARGE CONTENITORE CALCINABILE SOVRADIMENSIONATO PER FISSAGGIO IN BOCCA DELLE CAPPETTE



NORMO  
Ref. 253BLN

MICRO  
Ref. 253BLM

### OT BOX LARGE NORMO/MICRO + CONNETTORI

- CONFEZIONE CONTENENTE**
- 2 BARRE OT BOX LARGE
  - 4 POSIZIONATORI PLASTICA
  - 4 CONNETTORI

## ATTACCHI OT STRATEGY



Ref. 098SSS

### OT STRATEGY CAPPETTE PER TECNICA DUPLICAZIONE

- CONFEZIONE CONTENENTE**
- 4 PATRICI STRATEGY (2 STANDARD - 2 LUNGHE)
  - 2 STEADY
  - 4 CAPPETTE RITENTIVE PER TECNICA DUPLICAZIONE (2 SOFT, 2 STANDARD)



Ref. 098CAL

### OT STRATEGY CAPPETTE PER CONTENITORI INOX

- CONFEZIONE CONTENENTE**
- 4 PATRICI STRATEGY (2 STANDARD - 2 LUNGHE)
  - 4 CAPPETTE RITENTIVE PER CONTENITORE INOX (2 SOFT, 2 STANDARD)
  - 4 CONTENITORI INOX
  - 2 POSIZIONATORI IN PLASTICA
  - 2 STEADY

## ATTACCHI OT BAR MULTIUSE



Ref. 021OBM

### OT BAR MULTIUSE + CONNETTORI

- CONFEZIONE CONTENENTE**
- 2 BARRE CALCINABILI
  - 4 CLIP DI POSIZIONE A
  - 4 CLIP DI POSIZIONE B
  - 4 BOX CALCINABILI
  - 4 CLIP RITENTIVE ROSA
  - 4 CLIP RITENTIVE GIALLE
  - 4 CLIP RITENTIVE ROSSE
  - 2 CONNETTORI
  - 1 RACCORDO GENGIVALE



## ATTACCHI OT VERTICAL



Ref. 0710BV

### OT VERTICAL

#### CONFEZIONE CONTENENTE

- 4 MASCHI CALCINABILI
- 2 STEADY
- 4 CLIPS RITENTIVE BIANCHE
- 2 CLIPS RITENTIVE VERDI
- 4 CHIAVI PER PARALLELOMETRO + SPINA CALCINABILE

## OT UNILATERAL ATTACCO A RITENZIONE COMBINATA PER PROTESI MONOLATERALI

Ref. 098UNL



### OT UNILATERAL + CONNETTORE

#### CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 ATTACCO CALCINABILE CON SFERE COMBinate
- 1 UNI-BOX CALCINABILE
- 1 POSIZIONATORE MICRO PLASTICA
- 1 CAPPETTA MICRO ROSA
- 1 CAPPETTA STRATEGY GIALLA (per tecnica duplicazione)
- 1 CAPPETTA MICRO NERA DA LABORATORIO
- 1 CAPPETTA STRATEGY NERA DA LABORATORIO
- 1 CONNETTORE



Ref. 156BCU

- 1 ATTACCO CALCINABILE CON SFERE COMBinate



Ref. 156CCU

- 1 UNI-BOX CALCINABILE

## OT CAP TECNO

Ref. 093CTN

NORMO

### OT CAP TECNO NORMO/MICRO

#### CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 ESTENSIONI CALCINABILI PRE ANGOLATE
- 2 SFERE SINGOLE FILETTATE IN TITANIO + TiN
- 2 GUAINA IN TITANIO DA INCOLLAGGIO
- 2 CAPPETTE TRASPARENTI NORMO/MICRO
- 2 CAPPETTE ROSA NORMO/MICRO
- 2 CAPPETTE GIALLI NORMO/MICRO

Ref. 093CTM

MICRO



Ref. 193BCA

- 2 ESTENSIONI CALCINABILI PRE ANGOLATE

## OT LOCK CHIAVISTELLI CON MECCANISMI INTERCAMBIABILI



Ref. 880CLT

### OT LOCK KIT CHIAVISTELLO IN TITANIO

#### CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 CHIAVISTELLO COMPLETO
- 1 POSIZIONATORE IN OTTONE
- 1 PERNO IN CERAMICA



Ref. 880CLR

### OT LOCK KIT CHIAVISTELLO REGOLABILE IN TITANIO

#### CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 CHIAVISTELLO COMPLETO
- 1 POSIZIONATORE IN OTTONE ALLUNGATO
- 1 PERNO IN CERAMICA
- 9 ANELLI DISTANZIATORI CALCINABILI

## ATTACCHI OVERDENTURE

### PERNI S.P.L. - COPING COVER CONFEZIONE PROMOZIONALE DA STUDIO



Ref. 011SPL

#### CONFEZIONE CONTENENTE

- 24 PERNI CALCINABILI MICRO ASSORTITI
- 40 PERNI CALCINABILI NORMO ASSORTITI
- 12 PERNI MICRO ASSORTITI IN TITANIO
- 12 PERNI NORMO ASSORTITI IN TITANIO
- 16 CAPPETTE RITENTIVE NORMO (BIANCHE RITENZIONE STANDARD - ROSA RITENZIONE SOFT)
- 16 CAPPETTE RITENTIVE MICRO (BIANCHE RITENZIONE STANDARD - ROSA RITENZIONE SOFT)
- 20 DISCHETTI PROTETTIVI
- 2 REGOLATORI (1 NORMO + 1 MICRO)
- 1 INSERITORE MULTIUSO IN PLASTICA BLU (per steli inox e per cappette in bocca)
- 1 STELO INSERITORE OT CAP NORMO/MICRO
- 4 CONTENITORI INOX NORMO
- 4 CONTENITORI INOX MICRO
- 12 ANELLI DIREZIONALI (grigio 0° - verde 7° - rosso 14°)
- 1 PINZETTA

Disponibile nelle lunghezze:  
10 - 9 - 7mm



Ref. 333PEK7

Ref. 333PEK9

Ref. 333PEK10

#### KIT PIVOT OT EQUATOR CON RIVESTIMENTO TiN

PERNO IN TITANIO CON TESTA A BASSO PROFILO

##### CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 PIVOT OT EQUATOR h 7-9-10mm (della medesima misura scelta)
- 2 CONTENITORI IN TITANIO ANODIZZATI FUCSIA
- 2 CAPPETTE GIALLE EXTRA SOFT
- 2 CAPPETTE ROSA SOFT
- 2 CAPPETTE TRASPARENTI STANDARD
- 2 DISCHETTI PROTETTIVI TRASPARENTI

Disponibile nelle lunghezze:  
10 - 9 - 7mm



Ref. 336PTE7

Ref. 336PTE9

Ref. 336PTE10

#### PIVOT OT EQUATOR CON RIVESTIMENTO TiN

PERNO IN TITANIO CON TESTA A BASSO PROFILO

##### CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 PIVOT OT EQUATOR h 7-9-10mm (della misura scelta)




Ref. 192ECE

## KIT ASSORTIMENTO CAPPETTE OT EQUATOR

### CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 CONTENITORE INOX DI CAPPETTE
- 1 CAPPETTA NERA da laboratorio
- 4 CAPPETTE RITENTIVE (1 GIALLA EXTRA-SOFT, 1 ROSA SOFT, 1 BIANCA TRASPARENTE STANDARD, 1 VIOLA FORTE)
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO



Ref. 033PSF7R

Ref. 033PSF9R

Ref. 033PSF10R

## PIVOT FLEX CON RIVESTIMENTO TiN PERNO IN TITANIO CON SFERA MOBILE NORMO (Ø 2,5 mm)

### CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 PERNO SFERA MOBILE IN TITANIO
- 1 CONTENITORE INOX NORMO
- 2 CAPPETTE ROSA NORMO (RITENZIONE SOFT)
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO
- 3 ANELLI DIREZIONALI

Disponibile  
nelle lunghezze:  
10 - 9 - 7mm  
Sfera NORMO ø2,5  
Sfera MICRO ø1,8



Ref. 036PTN7

Ref. 036PTN9

Ref. 036PTN10

## PIVOT BLOCK in TITANIO NORMO

### CONFEZIONE CONTENENTE

- 5 PERNI IN TITANIO Sfera 2,5mm

Ref. 036PTM7

Ref. 036PTM9

Ref. 036PTM10

## PIVOT BLOCK in TITANIO MICRO

### CONFEZIONE CONTENENTE

- 5 PERNI IN TITANIO Sfera 1,8mm

NORMO  
Ref. 192ACN

MICRO  
Ref. 192ACM



## KIT ASSORTIMENTO CAPPETTE OT CAP NORMO/MICRO

### CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 CONTENITORE INOX DI CAPPETTE
- 1 CAPPETTA NERA DA LABORATORIO
- 4 CAPPETTE RITENTIVE (1 VERDE, 1 GIALLA, 1 ROSA, 1 BIANCA TRASPARENTE)
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO



Ref. 034PRK

## OT REVERSE 3 in TITANIO MICRO CON RIVESTIMENTO TiN

### CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 PERNI RADICOLARI OT REVERSE/3 IN TITANIO + TiN
- 2 MASCHI RITENTIVI IN TITANIO + NYLON
- 2 ATTREZZO MANUALE IN PLASTICA
- 2 CONTENITORI INOX
- 2 DISCHETTI PROTETTIVI ROSA

Ø del perno sottosfera:  
2,2 2 1,8 1,7 1,4mm



Ref. 010PSP

## PERNI CALCINABILI PER IMPRONTE CANALARI

### CONFEZIONE CONTENENTE

- 20 PERNI CALCINABILI NORMO

Disponibile nelle lunghezze:  
14 - 12 - 10 - 9 - 7mm



Ref. 012PSM

## PERNI CALCINABILI PER IMPRONTE CANALARI

### CONFEZIONE CONTENENTE

- 20 PERNI CALCINABILI MICRO

Disponibile nelle lunghezze:  
10 - 9 - 7mm



Ref. A01MOG

## FRESA MOOSER ALESATURA PER PERNI OT CAP mm 7 - 9 - 10



Ref. A03MOB

## FRESA MOOSER ALESATURA PER PERNI OT CAP mm 12 - 14



Ref. 121FD

## FRESA OT REVERSE 3 DIAMANTATA PER RADICI



Ref. 100AD

## ANELLI DIREZIONALI PER PIVOT FLEX - BLOCK

- 3 ANELLI DIREZIONALI CON INCLINAZIONI DI 0° - 7° - 14°



Ref. 485IC

- 1 INSERITORE/ESTRATTORE DI CAPPETTE OT EQUATOR - NORMO - MICRO

## RICAMBI OT CAP SYSTEM NORMO Ø 2,5 mm



**Ref. 055SCN**

• 4 SFERE NORMO CALCINABILI SINGOLE

**Ref. 151BAN**

• 2 BARRE CALCINABILI NORMO ANGOLARI

**Ref. 150BPN**

• 2 BARRE CALCINABILI NORMO DIRITTE

**Ref. 048CAN**

• 6 CAPPETTE EXTRARESILIENTI NORMO ARGENTO  
(ELASTICHE-GOMMOSE) - 350g

**Ref. 048CON**

• 6 CAPPETTE EXTRARESILIENTI NORMO ORO  
(LEGGERMENTE ELASTICHE) - 500g

**Ref. 049PCN**

• 6 CAPPETTE NORMO VERDI  
(RITENZIONE MOLTO ELASTICA) - 350g

**Ref. 060CRN AY**

• 6 CAPPETTE NORMO GIALLE  
(RITENZIONE EXTRA SOFT) - 500g

**Ref. 040CRN SN**

• 6 CAPPETTE NORMO ROSA  
(RITENZIONE SOFT) - 900g

**Ref. 040CRN**

• 6 CAPPETTE NORMO BIANCHE TRASPARENTI  
(RITENZIONE STANDARD) - 1300g

**Ref. 040TCN**

• 2 CAPPETTE TITAN CAP NORMO

**Ref. 043CLN**

• 6 CAPPETTE NORMO NERE (SOLO AD USO LABORATORIO)



**Ref. 049PCNDR8**

• 6 CAPPETTE ARANCIO (RITENZIONE MOLTO ELASTICA)  
(FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE Ø 2,25 mm) - 350g



**Ref. 060CRNAYDR8**

• 6 CAPPETTE NORMO GIALLE (RITENZIONE EXTRA SOFT)  
(FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE Ø 2,25 mm) - 500g



**Ref. 040CRNSNDR8**

• 6 CAPPETTE NORMO ROSA (RITENZIONE SOFT)  
(FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE Ø 2,25 mm) - 900g



**Ref. 040CRNDR8**

• 6 CAPPETTE NORMO VERDE ACQUA (RITENZIONE FORTE)  
(FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE Ø 2,25 mm) - 1300g



**Ref. 042AMN**

• 2 OT BOX MONO NORMO  
(CONTENITORI CALCINABILI PER CAPPETTE)



**Ref. 041CAN**

• 2 CONTENITORI INOX NORMO



**Ref. 041CTN**

• 2 CONTENITORI IN TITANIO NORMO ANODIZZATI FUCSIA



**Ref. 101PPN**

• 2 POSIZIONATORI NORMO PLASTICA



**Ref. 044PPN**

• 2 PERNI ANALOGHI NORMO

## RICAMBI OT CAP SYSTEM MICRO Ø 1,8 mm

	<b>Ref. 055SCM</b>	• 4 SFERE MICRO CALCINABILI SINGOLE
	<b>Ref. 151BAM</b>	• 2 BARRE CALCINABILI MICRO ANGOLARI
	<b>Ref. 150BPM</b>	• 2 BARRE CALCINABILI MICRO DIRITTE
	<b>Ref. 048CAM</b>	• 6 CAPPETTE EXTRARESILIENTI MICRO ARGENTO (ELASTICHE- GOMMOSE) - 200g
	<b>Ref. 048COM</b>	• 6 CAPPETTE EXTRARESILIENTI MICRO ORO (LEGGERMENTE ELASTICHE) - 450g
	<b>Ref. 049PCM</b>	• 6 CAPPETTE MICRO VERDI (RITENZIONE MOLTO ELASTICA) - 200g
	<b>Ref. 060CRM AY</b>	• 6 CAPPETTE MICRO GIALLE (RITENZIONE EXTRA SOFT) - 450g
	<b>Ref. 040CRM SN</b>	• 6 CAPPETTE MICRO ROSA (RITENZIONE SOFT) - 800g
	<b>Ref. 040CRM</b>	• 6 CAPPETTE MICRO BIANCHE TRASPARENTI (RITENZIONE STANDARD) - 1100g
	<b>Ref. 040TCM</b>	• 2 CAPPETTE TITAN CAP MICRO
	<b>Ref. 043CLM</b>	• 6 CAPPETTE MICRO NERE (SOLO AD USO LABORATORIO)
	<b>Ref. 049PCMDR8</b>	• 6 CAPPETTE MICRO ARANCIO (RITENZIONE MOLTO ELASTICA) (FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE Ø 1,6 mm) - 200g
	<b>Ref. 040CRMDR8</b>	• 6 CAPPETTE MICRO VERDE ACQUA (RITENZIONE FORTE) (FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE Ø 1,6 mm) - 1100g
	<b>Ref. 042AMM</b>	• 2 OT BOX MONO MICRO (CONTENITORI CALCINABILI PER CAPPETTE)
	<b>Ref. 041CAM</b>	• 2 CONTENITORI INOX MICRO
	<b>Ref. 041CTM</b>	• 2 CONTENITORI IN TITANIO MICRO ANODIZZATI FUCSIA
	<b>Ref. 101PPM</b>	• 2 POSIZIONATORI MICRO PLASTICA
	<b>Ref. 044PPM</b>	• 2 PERNI ANALOGHI MICRO

## KIT ASSORTIMENTO COMPLETO CAPPETTE RITENTIVE



KIT NORMO

**Ref. 074KAN**

KIT MICRO

**Ref. 074KAM**

### CONFEZIONE CONTENENTE

- 8 CAPPETTE ROSA - RITENZIONE SOFT
- 8 CAPPETTE TRASPARENTI - RITENZIONE STANDARD
- 6 CAPPETTE GIALLE - RITENZIONE EXTRA SOFT
- 6 CAPPETTE VERDI TRASPARENTI - RITENZIONE MOLTO ELASTICA
- 6 CAPPETTA ORO - SUPER RESILIENTE
- 6 CAPPETTA ARGENTO - SUPER RESILIENTE
- 4 CAPPETTE VERDE ACQUA - RIT/STANDARD FORO INTERNO STRETTO
- 4 CAPPETTE ARANCIO - RIT. MOLTO ELASTICA FORO INTERNO STRETTO
- 4 CAPPETTE NERE - USO LABORATORIO
- 2 CAPPETTE TITAN CAP



**Ref. 074KNM**

### KIT ASSORTIMENTO NORMO-MICRO

#### CONFEZIONE CONTENENTE

- 4+4 CAPPETTE ROSA - RITENZIONE SOFT
- 4+4 CAPPETTE TRASPARENTI - RITENZIONE STANDARD
- 2+2 CAPPETTE GIALLE - RITENZIONE EXTRA SOFT
- 3+3 CAPPETTE VERDI TRASPARENTI - RITENZIONE MOLTO ELASTICA
- 3+3 CAPPETTA ORO - SUPER RESILIENTE
- 3+3 CAPPETTA ARGENTO - SUPER RESILIENTE
- 2+2 CAPPETTE VERDE ACQUA - RIT/STANDARD FORO INTERNO STRETTO
- 2+2 CAPPETTE ARANCIO - RIT. MOLTO ELASTICA FORO INTERNO STRETTO
- 2+2 CAPPETTE NERE - USO LABORATORIO
- 1+1 CAPPETTE TITAN CAP

## CAPPETTE OT CAP ASSORTITE



NORMO

**Ref. 064ACN**

MICRO

**Ref. 064ACM**

### CONFEZIONE CONTENENTE

- 6 CAPPETTE VERDI - RITENZIONE MOLTO ELASTICA
- 6 CAPPETTE GIALLE - RITENZIONE EXTRA SOFT
- 6 CAPPETTE ROSA - RITENZIONE SOFT
- 6 CAPPETTE BIANCHE - RITENZIONE STANDARD

## ATTACCHI OT CAP DA SALDARE O INCOLLARE NORMO/MICRO



NORMO

**Ref. 038STN**

### SFERE SINGOLE IN TITANIO NORMO + TiN

DA SALDARE CON IL LASER - DA INCOLLARE

#### CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 SFERE SINGOLE IN TITANIO
- 2 CAPPETTE ROSA - RITENZIONE SOFT
- 1 PORTA SFERA
- 2 BASI GUIDA CALCINABILI



MICRO

**Ref. 038STM**











### SFERE SINGOLE IN TITANIO MICRO + TiN

DA SALDARE CON IL LASER - DA INCOLLARE

#### CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 SFERE SINGOLE IN TITANIO
- 2 CAPPETTE ROSA - RITENZIONE SOFT
- 1 PORTA SFERA
- 2 BASI GUIDA CALCINABILI

## STRUMENTI OT CAP NORMO-MICRO

	<b>Ref. 485IC</b>	• 1 INSERITORE/ESTRATTORE DI CAPPETTE OT EQUATOR - OT CAP NORMO/MICRO
	<b>Ref. 74AC01</b>	• 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO NORMO/ OT EQUATOR
	<b>Ref. 74AC02</b>	• 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO MICRO
	<b>Ref. 74AC03</b>	• 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO TECNO NORMO E MICRO <i>(SOLO PER OT CAP TECNO)</i>
	<b>Ref. 491EC</b>	• 1 ESTRATTORE DI CAPPETTE RITENTIVE MULTIUSO <i>(CON FORO PORTA STELO)</i>
	<b>Ref. 008MDS</b>	• 1 MISURATORE DI SFERE <i>(PER MISURARE LE SFERE DI DIAMETRO: 1,6-1,8-2,25-2,5mm)</i>
	<b>Ref. 080RCN</b>	• 1 REGOLATORE DI TENUTA CAPPETTE NORMO
	<b>Ref. 080RCM</b>	• 1 REGOLATORE DI TENUTA CAPPETTE MICRO
	<b>Ref. 082ATN</b>	• 1 ATTREZZO DI CONTROLLO TENUTA CAPPETTE NORMO
	<b>Ref. 083ATM</b>	• 1 ATTREZZO DI CONTROLLO TENUTA CAPPETTE MICRO

## OT CAP ACCESSORI NORMO-MICRO E Ø 2,25 mm

	<b>Ref. 155CC</b>	• 6 CONNETTORI CALCINABILI
	<b>Ref. 187CRS</b>	• 2 SFERE CAVE DISPONIBILI NEI DIAMETRI: 1,8 - 2,25 - 2,5mm
	<b>Ref. 187CRE</b>	• 2 OT EQUATOR CAVI
	<b>Ref. 189SRS</b>	• 2 SFERE PIENE DISPONIBILI NEI DIAMETRI: 1,8mm
	<b>Ref. 100PD</b>	• 10 DISCHETTI PROTETTIVI TRASPARENTI DIAMETRO INTERNO 1,6mm
	<b>Ref. 100PDR</b>	• 10 DISCHETTI PROTETTIVI ROSA DIAMETRO INTERNO 2,9mm
	<b>Ref. 161SCMN</b> <small>NORMO</small>	• 4 SPAZIATORI PER CONTENITORE OT CAP NORMO/MICRO
	<b>Ref. 161SCMM</b> <small>MICRO</small>	
	<b>Ref. 038GCS</b>	• 2 BASI GUIDA CALCINABILI
	<b>Ref. 044PP22</b>	• 2 PERNI ANALOGHI SFERA Ø2,25mm

## RICAMBI OT STRATEGY



**Ref. 154PCS**

• 4 PATRICI STANDARD STRATEGY CALCINABILI



**Ref. 054PLS**

• 4 PATRICI LUNGHE STRATEGY CALCINABILI



**Ref. 154STY**

• 2 STEADY CALCINABILI PER OT STRATEGY



**Ref. 047CSD AY**

• 4 CAPPETTE STRATEGY "PER TECNICA DUPLICAZIONE" GIALLE  
(RITENZIONE EXTRA SOFT) - 500g



**Ref. 047CSD SN**

• 4 CAPPETTE STRATEGY "PER TECNICA DUPLICAZIONE" ROSA  
(RITENZIONE SOFT) - 900g



**Ref. 047CSD**

• 4 CAPPETTE STRATEGY "PER TECNICA DUPLICAZIONE" BIANCHE  
(RITENZIONE STANDARD) - 1300g



**Ref. 047CLS**

• 4 CAPPETTE STRATEGY "PER TECNICA DUPLICAZIONE" NERE  
*(SOLO AD USO LABORATORIO)*



**Ref. 047CSDDR8**

• 4 CAPPETTE STRATEGY VERDE ACQUA "PER TECNICA DUPLICAZIONE"  
*(FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE MICRO SOTTODIMENSIONATE)*



**Ref. 045CSM AY**

• 4 CAPPETTE STRATEGY GIALLE PER CONTENITORE  
(RITENZIONE EXTRASOFT) - 500g  
*(DA UTILIZZARE SOLO CON CONTENITORE ACCIAIO)*



**Ref. 045CSM SN**

• 4 CAPPETTE STRATEGY ROSA PER CONTENITORE  
(RITENZIONE SOFT) - 900g  
*(DA UTILIZZARE SOLO CON CONTENITORE ACCIAIO)*



**Ref. 045CSM**

• 4 CAPPETTE STRATEGY BIANCHE PER CONTENITORE  
(RITENZIONE STANDARD) - 1300g  
*(DA UTILIZZARE SOLO CON CONTENITORE ACCIAIO)*



**Ref. 045CLS**

• 4 CAPPETTE STRATEGY NERE PER CONTENITORE  
*(SOLO AD USO LABORATORIO)*



**Ref. 045CSMDR8**

• 4 CAPPETTE STRATEGY VERDE ACQUA PER CONTENITORE  
*(FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE MICRO SOTTODIMENSIONATE)*



**Ref. 046CSM**

• 2 CONTENITORI INOX STRATEGY



**Ref. 101OTS**

• 2 POSIZIONATORI PLASTICA STRATEGY  
*(PER SALDARE CONTENITORE INOX)*





## CAPPETTE OT STRATEGY ASSORTITE PER TECNICA DUPLICAZIONE

**Ref. 047ACS**

**CONFEZIONE CONTENENTE:**

- 4 CAPPETTE GIALLE - RITENZIONE EXTRA SOFT
- 4 CAPPETTE ROSA - RITENZIONE SOFT
- 4 CAPPETTE BIANCHE - RITENZIONE STANDARD



## CAPPETTE OT STRATEGY ASSORTITE PER CONTENITORI INOX

**Ref. 045ACS**

**CONFEZIONE CONTENENTE:**

- 4 CAPPETTE GIALLE - RITENZIONE EXTRA SOFT
- 4 CAPPETTE ROSA - RITENZIONE SOFT
- 4 CAPPETTE BIANCHE - RITENZIONE STANDARD



**Ref. 044PPS**

- 2 PERNI ANALOGHI STRATEGY



**Ref. 486ICS**

- 1 INSERITORE/ESTRATTORE DI CAPPETTE STRATEGY



**Ref. 75AC04**

- 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO STRATEGY



**Ref. 081RCS**

- 1 REGOLATORE DI TENUTA CAPPETTE STRATEGY

## RICAMBI OT BAR MULTIUSE



**Ref. 022OBB**

- 2 BARRE CALCINABILI OT BAR MULTIUSE



**Ref. 025CPB**

- 4 BOX CALCINABILI PER OT BAR MULTIUSE



**Ref. 023CPA**

- 4 CLIP DI POSIZIONE A PER BOX CALCINABILE



**Ref. 024CPB**

- 4 CLIP DI POSIZIONE B PER BOX CALCINABILE



**Ref. 027CRG**

- 4 CLIP GIALLE PER OT BAR MULTIUSE  
RITENZIONE MEDIA 1,8Kg



**Ref. 026CRR**

- 4 CLIP ROSA PER OT BAR MULTIUSE  
RITENZIONE SOFT 1,2 Kg




**Ref. 027CRS**

- 4 CLIP ROSSE PER OT BAR MULTIUSE  
RITENZIONE EXTRA SOFT 0,6Kg



**Ref. 022RGO**

- 3 RACCORDI GENGIVALI CALCINABILI



**Ref. 429IOBM**

- 1 INSERITORE/ESTRATTORE DI CLIP PER OT BAR MULTIUSE



**Ref. 028OCP**

- 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO PER OT BAR MULTIUSE

## RICAMBI OT VERTICAL



**Ref. 072MCV**

- 2 MASCHI CALCINABILI
- 2 CHIAVI A SPINA

**Ref. 072SCV**

- 2 STEADY CALCINABILI PER OT VERTICAL

**Ref. 072CBV**

- 4 CLIPS BIANCHE RITENZIONE STANDARD


**Ref. 072CVV**

- 4 CLIPS VERDI RITENZIONE SOFT

**Ref. 472ICV**

- 1 INSERITORE/ESTRATTORE DI CLIP PER OT VERTICAL

## RICAMBI OT REVERSE 3 MULTISERVER



**Ref. 120MR2**

- 2 MASCHI RITENTIVI IN TITANIO + NYLON (RITENZIONE STANDARD)

**Ref. 041CAM**

- 2 CONTENITORI INOX MICRO

**Ref. 121AAR**

- 2 ANALOGHI IN ACCIAIO PER RADICI

**Ref. 121AM**

- 2 ATTREZZI MANUALI

**Ref. 121PR**

- 2 POSIZIONATORI DUPLICABILI

**Ref. 100PDR**

- 10 DISCHETTI PROTETTIVI ROSA

**Ref. 124IMR**

- 1 INSERITORE DI METALLO PER MASCHIO OT REVERSE 3

**Ref. 72CBR**

- 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO INOX OT REVERSE 3 (per barra calcinabile)

**Ref. 72CFR**

- 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO IN OTTONE OT REVERSE 3 (per femmina in titanio)

## RICAMBI OT LOCK



**Ref. 882CS**

- 1 CHIAVE SCORREVOLE  
(solo per chiavistello in titanio - calcinabile)



**Ref. 882AF**

- 1 ANELLO FLESSIBILE



**Ref. 882CB**

- 1 CHIAVE DI BLOCCAGGIO



**Ref. 882CPT**

- 1 CONTENITORE PREFABBRICATO IN TITANIO  
(solo per chiavistello in titanio - titanio regolabile)



**Ref. 882PPC**

- 1 PERNO PASSANTE IN CERAMICA



**Ref. 882CLSCT**

- 1 CHIAVE LUNGA SCORREVOLE  
(solo per chiavistello in titanio regolabile)



**Ref. 882DCC**

- 9 ANELLI DISTANZIATORI CALCINABILI  
(solo per chiavistello in titanio regolabile)

## ACCESSORI OT LOCK



**Ref. 882CG**

- 1 CONO GUIDA



**Ref. 882CAS**

- 1 CHIAVE D'APERTURA A SPINTA

## KIT DI RICOSTRUZIONE SFERE USURATE



Ø DISPONIBILI:  
1,8 - 2,25 - 2,5

**Ref. 087CRS**

### SFERA CAVA RICOSTRUTTIVA

#### CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 SFERE CAVO IN TITANIO C/RIVESTIMENTO TiN
- 2 CAPPETTE ROSA (RITENZIONE SOFT)
- 1 INSERITORE TRASPARENTE
- 1 CALIBRATORE E PORTA STRIP



**Ref. 087CRE**

### OT EQUATOR CAVO RICOSTRUTTIVO

#### CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 OT EQUATOR CAVI IN TITANIO C/RIVESTIMENTO TiN
- 2 CAPPETTE ROSA (RITENZIONE SOFT)
- 1 INSERITORE TRASPARENTE
- 1 CALIBRATORE E PORTA STRIP



**Ref. 089SRS**

### SFERA SOLIDA RICOSTRUTTIVA

#### CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 SFERE PIENE Ø 1,8 IN TITANIO C/RIVESTIMENTO TiN
- 2 CAPPETTE ROSA (RITENZIONE SOFT)
- 2 DISCHETTI PROTETTIVI
- 1 CHIAVE

## BOX PORTA-PROTESI



Ref. 0P6

### CONFEZIONE CONTENENTE


- 6 BOX COLORI: BLU, AZZURRO, BIANCO



Ref. 100AS

- 30 ANELLINI IN SILICONE

## MINI PARALLELOMETRO



Ref. 00PB

- 1 **MINI PARALLELOMETRO**  
CON BASE PORTAMODELLI  
(PER USO LABORATORIO, CORSI, ECC.)


## OT LEVER

LEVA UNIVERSALE



Ref. 761OTL

- 2 **OT LEVER**  
PER LA RIMOZIONE DELLE PROTESI E DEGLI ALLINEATORI DENTALI



Ref. BOL

### OT LEVER BOX

#### CONFEZIONE CONTENENTE

- 6 CONFEZIONI OT LEVER
- 1 ESPOSITORE PER CONFEZIONI OT LEVER



## OT CEM

CEMENTO COMPOSITO



Ref. OC

### CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 SIRINGA BICOMPONENTE 5ml
- 10 PUNTALI AUTOMISCELANTI




Ref. TOC

- 10 PUNTALI AUTOMISCELANTI

## BROKEN SCREW EXTRACTOR KIT

PER RIMUOVERE LE VITI ROTTE DAGLI IMPIANTI

IL "BROKEN SCREW EXTRACTOR KIT" È GIÀ DISPONIBILE PER MOLTE MARCHE D'IMPIANTI. SU ORDINAZIONE, SI PUÒ PERSONALIZZARE PER QUASI TUTTE LE MARCHE PRESENTI SUL MERCATO, NON DISPONIBILI A MAGAZZINO.



Ref. 680

### CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 FRESA AD ARTIGLIO
- 1 FRESA SPECIALE
- 1 PORTA FRESA MANUALE
- 1 CORPO CENTRATORE

Ref. 680FS

- 1 FRESA "SPECIALE"

Ref. 680FA\*

- 1 FRESA AD ARTIGLIO

\*Specificare tipo di impianto e diametro

**IL KIT BROKEN SCREW POTREBBE AVERE PROBLEMI DI INGOMBRO NEI SETTORI POSTERIORI CHE NE PRECLUDEREBBERO IL FUNZIONAMENTO. È IMPORTANTE VALUTARNE L'USO QUANDO SI VERIFICA QUESTA CONDIZIONE.**

**Formazione scientifica**



*Si propongono diversi approcci all'odontotecnica e all'odontoiatria, dalle tecniche tradizionali alle più avanzate soluzioni digitali.*

**Corsi Live**



*Il processo chirurgico-protesico in tutte le sue fasi, un ottimo strumento per facilitare l'apprendimento di nuovi protocolli.*

**RHEIN83**

All on  
**40**  
1983-2023

**Ricerca e Sviluppo**




*L'innovazione e la ricerca si sviluppano con la collaborazione di numerose università, italiane e straniere.*


**Accademia Rhein83**



*Conferenze, eventi e corsi pratici, accogliendo professionisti da tutto il mondo per la formazione in protesi fissa e rimovibile.*



**Consulta il calendario corsi Rhein83**



**Consulta la letteratura scientifica Rhein83**



**Guarda i video clinici Rhein83**



# SERVIZI ALLA CLIENTELA

*In orario d'ufficio è attivato un servizio telefonico per risposte a domande tecniche e informazioni varie*

Numero Verde Gratuito  
**800-901172**

Tel. 051 244510 - 051 244396 - Fax 051 245238

Rhein83 website  
**[www.rhein83.com](http://www.rhein83.com)**

Informazioni generali  
**[info@rhein83.com](mailto:info@rhein83.com)**

Ordini Italia  
**[vendite.italia@rhein83.it](mailto:vendite.italia@rhein83.it)**

Servizio acquisti  
**[acquisti@rhein83.it](mailto:acquisti@rhein83.it)**

Amministrazione  
**[amministr@rhein83.it](mailto:amministr@rhein83.it)**

Ordini esteri  
**[international.orders@rhein83.it](mailto:international.orders@rhein83.it)**

Supporto tecnico  
**[direzione.tecnica@rhein83.it](mailto:direzione.tecnica@rhein83.it)**

Ufficio Marketing  
**[marketing@rhein83.it](mailto:marketing@rhein83.it)**



# RHEIN83

Via ZAGO, 10/ABC  
40128 - BOLOGNA

Tel. (+39) 051 244510 - (+39) 051 244396  
Fax (+39) 051 245238  
Numero Verde 800-901172

MOD. D394SP REV.04 del 13/05/2024

